


フィルターバイアル

EXTRACTOR3D/FV

Thomson Instrument社製

フィルターバイアルは、バイアルにサンプルを入れてワンプッシュするだけでサンプル濾過が完了します。この eXtractor3D|FV はボトム容量が大きく、マイクロスターラーバーを入れることができます。固形物の多い試料の溶解度測定などに最適です。サンプル溶媒組成に合わせ、フィルターが用意されています。




親水性

pore size 0.2µm



Part #: 95531-200 Case: 200 Part #: 95531-500 Case: 500
eXtractor3D FV® - PVDF 0.2µm Non-Split Septum, Red Cap Multi-Mode Filtration
Fill Volume: 630µL Dead Volume: 420µL Filter: PVDF 0.2µm

pore size 0.45µm



Part #: 95541-200 Case: 200 Part #: 95541-500 Case: 500
eXtractor3D FV® - PVDF 0.45µm Non-Split Septum, Yellow Cap Multi-Mode Filtration
Fill Volume: 630µL Dead Volume: 420µL Filter: PVDF 0.45µm

疎水性

pore size 0.2µm



Part #: 95530-200 Case: 200 Part #: 95530-500 Case: 500
eXtractor3D FV® - PTFE 0.2µm Non-Split Septum, Green Cap Multi-Mode Filtration
Fill Volume: 630µL Dead Volume: 420µL Filter: PTFE 0.2µm

pore size 0.45µm



Part #: 95540-200 Case: 200 Part #: 95540-500 Case: 500
eXtractor3D FV® - PTFE 0.45µm Non-Split Septum, Blue Cap Multi-Mode Filtration
Fill Volume: 630µL Dead Volume: 420µL Filter: PTFE 0.45µm

アイディア製作所ではマイクロスターラーバー（回転子）も販売いたします。



攪拌子マイクロ型 Φ2×5mm（フィルター内部）

攪拌子マイクロ型 Φ2×7mm（バイアル底部）

アイディア製作所

〒196-0003 東京都昭島市松原町4-6-12 REVE202

TEL: 042-519-1315 FAX: 042-519-1316

MAIL: info@j-idear.com <https://www.j-idear.com/>